



250mL/500mL

大容量锥形离心管

CENTRIFUGE TUBE

01 产品介绍



Introduction

250/500 mL锥形离心管适用于大体积细胞、上清液、细菌、酵母和组织样本分离、收获等,可满足生物分析要求,广泛应用于生命科学领域和临床实验等操作中。

02 产品特点

Product characteristics

- 盖子独特密封结构设计,内衬胶圈,双向保险,保证密封性
- 锥形底部加厚设计,增加最大离心极限
- 最大离心力7000 xg
- 耐受温度-80°C-120°C
- 刻度清晰,方便数据读取
- 无热源、无菌、无DNA\RNA酶
- 电子束灭菌, SAL=10⁻⁶



03 包装规格

Packaging specifications



编号	名称	是否灭菌	包装方式
622001	250 mL大容量锥形离心管	灭菌	6个/包 102个/箱
623001	500 mL大容量锥形离心管	灭菌	6个/包 36个/箱
622002	250 mL大容量锥形离心管架装	灭菌	6个/架 4架/箱, 24个/箱
623002	500 mL大容量锥形离心管架装	灭菌	4个/架 6架/箱, 24个/箱

04 应用领域

Application areas

- 化学反应后的沉淀物的分离、收获
- 生物大分子、无机物、有机物的收获
- 生物化学以及其它的生物学领域,常用来离心收集大量细胞、生物大分子物质以及上清等

